

**SMARTDENT
Absaugkanülen
aus Kunststoff,
sterilisierbar
Artikel-Nr.:
SD-09011**



| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: | hochwertiger Kunststoff (PP), im Autoklaven sterilisierbar bis 134° C (Ethylenoxid) |
| Eigenschaften: | geräuscharm, griffsicher, mattierte Oberfläche, daher keine störenden Lichtreflexe |
| Größen: | Art. SD-09011: Standard 124 mm lang, Ø 16 mm Passt auf Handstücke mit einem Aufnahmekonus nach DIN 13938 (Ø 16 mm) |
| Farbe: | blau, lila, limette, orange, pink, schwarz, weiß |
| Qualitätskontrolle: | entspricht der Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte Klasse IIa, CE 0044 |
| Verpackung: | Beutel mit 10 Stück 50 Beutel im Umkarton |