

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **22-039**
 Bezeichnung **SMARTMASK**
Mundschutz
3-lagig, mit Elastikband


smartmask

50
Stück

mit Elastikband · latexfrei

MAßE	
Länge	Breite
175 mm	95 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input checked="" type="checkbox"/> PP-Vlies	<input type="checkbox"/> Papier					
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Berry [Berry]	<input type="checkbox"/> Bordeaux [BR]	<input checked="" type="checkbox"/> Cedro [C]	<input checked="" type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Lagoon [Lagoon]	<input checked="" type="checkbox"/> Lila [L]
	<input type="checkbox"/> Lime [Lime]	<input type="checkbox"/> Mix [Mix] grün, blau, pink, gelb, orange	<input checked="" type="checkbox"/> Orange [O]	<input checked="" type="checkbox"/> Pink [P]	<input checked="" type="checkbox"/> Weiß [W]	<input checked="" type="checkbox"/> Gelb [Y]	
	<input type="checkbox"/> blau gemustert [DB]	<input type="checkbox"/> weinrot gemustert [WR]	<input type="checkbox"/> Schwarz [SCH]	<input type="checkbox"/> Schwarz Rot Gold			
Eigenschaft	<input checked="" type="checkbox"/> Typ IIR	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Lagen	<input checked="" type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> ohne Ventil	<input type="checkbox"/> konisch geformt	<input checked="" type="checkbox"/> mit Ohrschlaufen	<input type="checkbox"/> mit Aktivkohlefilter
Bemerkung	Bakterielle Filterleistung ≥ 98%, Spritzwiderstand ≥ 16 kPa						

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt	

NORMUNG							
geprüft nach	<input checked="" type="checkbox"/> EN 14683:2019	<input type="checkbox"/> EN 149:2001					

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **22-039**
Bezeichnung **SMARTMASK**
Mundschutz
3-lagig, mit Elastikband



50
Stück

smartmask

mit Elastikband · latexfrei

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterverpackung	50	
EAN Unterverpackung B	-	
EAN Unterverpackung Berry	-	
EAN Unterverpackung C	-	
EAN Unterverpackung G	-	
EAN Unterverpackung Lagoon	-	
EAN Unterverpackung L	-	
EAN Unterverpackung Lime	-	
EAN Unterverpackung Mix	-	
EAN Unterverpackung O	-	
EAN Unterverpackung P	-	
EAN Unterverpackung W	-	
EAN Unterverpackung Y	-	
EAN Unterverpackung DB	-	
EAN Unterverpackung WR	-	
EAN Unterverpackung SCH	-	
EAN Unterverpackung S/R/G	-	
Maße & Größe		
Länge	180 mm	
Breite	100 mm	
Höhe	85 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	150 g	185 g

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	10	
EAN Umverpackung B	-	
EAN Umverpackung Berry	-	
EAN Umverpackung C	-	
EAN Umverpackung G	-	
EAN Umverpackung Lagoon	-	
EAN Umverpackung L	-	
EAN Umverpackung Lime	-	
EAN Umverpackung Mix	-	
EAN Umverpackung O	-	
EAN Umverpackung P	-	
EAN Umverpackung W	-	
EAN Umverpackung Y	-	
EAN Umverpackung DB	-	
EAN Umverpackung WR	-	
EAN Umverpackung SCH	-	
EAN Umverpackung S/R/G	-	
Maße & Größe		
Länge	522 mm	
Breite	190 mm	
Höhe	190 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	1.850 g	2.350 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	8	
Lagen pro Palette	8	
Palettenhöhe	167 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	150 kg	175 kg